


→ MECTRON ПРОФИЛАКТИКА

mectron




→ ВЕГДА ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЮБОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ


Удаление биопленки наддесневое



Удаление пятен и пигментаций




Удаление биопленки поддесневое




Детоксикация парадонтальных карманов




Уход за имплантатами





Лечение перимплантита



Гигиена пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой




Чистка перед отбеливанием




Чистка керамических и композитных реставраций




Обработка полостей перед травлением



Чистка фиссур перед запечатыванием



Уход за реставрациями



→ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕГО ПАЦИЕНТА




→ ПОРОШОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ INTENSE

**эффективное удаление биопленки и стойкого
внешнего налета с поверхности эмали**

ПОКАЗАНИЯ:

- Удаление пятен, налета курильщика, стойкого налета от вина, чая, пищевых красителей
- Чистка фиссур и полостей
- Удаление частично минерализованных отложений



увеличенное изображение, показывающее форму частиц порошка

Порошок профилакти- ческий INTENSE

На основе бикарбоната натрия

- Средний размер частиц менее 120 μm
- Лимонный вкус
- Упаковка: 2 флакона по 250 г
- Арт. 03140002




→ ПОРОШОК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ SMOOTH

бережное удаление, наддесневой биопленки без травматизации окружающих мягких тканей, благодаря сферической форме частиц порошка

ПОКАЗАНИЯ:

- Чистка зубов до блеска без повреждения эмали
- Обеспечивает лучший доступ к труднодоступным местам
- Способствует снижению уровня кислотности во рту
- Снижение аэрозольного эффекта и риска засорения устройства
- Без соды и силикона (SI)
- Подходит для лечения пациентов с бессолевой диетой



Профилактический порошок SMOOTH

- На основе кальция карбоната
- Средний размер частиц
45 μm - 75 μm
- Нейтральный вкус
- Упаковка: 4 флакона по 250 г
- Арт. 03140010

увеличенное изображение порошка, иллюстрирующее сферическую форму частиц


→ TAILOR-MADE SOLUTIONS TO SUIT THE NEEDS OF YOUR PATIENT



→ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОРОШОК SOFT

бережное и эффективное наддесневой
биопленки и пятен с поверхности эмали
ПОКАЗАНИЯ:

- Удаление пятен и внешних изменений цвета от курения, вина, чая и пищевых красителей
- Чистка фиссур и полостей
- Чистка у пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой



увеличенное изображение частиц порошка на основе натрия бикарбоната

Профилактический порошок SOFT

- На основе натрия бикарбоната
- Средний размер частиц 40 μm
- Мятный вкус
- Упаковка: 4 флакона по 250 г
- Арт. 03140008

→ ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ



→ STARJET

→ Компактное устройство оптимизированное для работы со всеми порошками Mectron различной дисперсности для наддесневой и поддесневой чистки



→ COMBI touch

→ порошкоструйная полировка и ультра мягкий ультразвук в одном устройстве



Для более подробной информации о программе профилактики от mectron посетите сайт

→ stomtorg.ru